

Face Shield

Suojaviisiiri
Skyddsvisir

Instructions for use/ Käyttöohje/Bruksanvisning



KEY FEATURES

Lightweight
Multiuse frame
Protects against liquid droplets and splashes
One size

AVAINOMINAISUUDET

Kevyt rakenne
Monikäyttöinen sanka

Suojaa nestepisaroilta ja -roiskeilta
Yksi koko

NYCKELEGENSKAPER

Lätt konstruktion
Flergångsskalm
Skyddar mot flytande droppar och stänk
En storlek



CE 2777 (EU) 2016/425 ORA 100-B
CE 2777 (EU) 2016/425 ORA 100-A

Description:

Face Shield with clear visor of high quality, durable and lightweight design, and comfortable to wear. Easy to assemble. If cared for and not damaged the face shield frame can be used by individuals multiple times with new visorfilm, this will require proper disinfection with approved machinery for disinfection of medical supplies. Repair of the face shield is NOT permitted

Selitys:

Kasvosuojaviisiiri on korkealaatuinen monikäyttöinen suojaviisiiri. Kevyen painon ansiosta visiiri on mukava käyttää. Jos sankaa käytetään huolellisesti ja se on ehyt, sama käyttäjä voi käyttää sanka uudelleen. Ennen uudelleenkäyttöä sanka on puhdistettava esimerkiksi desinfiointiaineella. Visiiri on helppo koota. Visiiriä EI voi korjata

Beskrivning:

Skyddsvisiret är en kvalitetsprodukt, dess lätta konstruktion gör visiret bekvämt att bära. Om visiret används omsorgsfullt och inte har skador så kan visirskalmen återanvändas genom att byta visirfilmen och desinficera skalmen med rätt utrustning för desinficering. Visiret är enkelt att montera. Reparation av ansiktsskyddet är INTE tillåten.

Specification / Määrittely / Specifikation	Visorfilm / Visiiri / Visirfilm	Frame/Sanka/Skalm
Measurement/Mitta/Mått	355x200 mm	190 x 210 mm
Material/Materiaali/Material	Polyester film 0,175mm	PP Polymer
Heat resistant / Lämpökestävyys / Värmetålighet	255° C	100° C
Productname / Tuotenimike / Produktnamn	Face Shield visor 355x200mm	Face Shield Frame
Code / Koodi / Kod	100-A	100-B
EAN	0745125298887	

Delivery / Pakkausmuoto / Leveransenh

Quantity box / kpl/ltk / antal/låda	500 pcs/kpl/st	100 pcs/ kpl/st
Weight/box / paino/ltk / vikt/låda	9 kg	
Dimensions box / Pakkauskoko / Mått förpackning	400x235x310 mm	

Storage / Säilytys / Förvaring

Store in +5 - 40 C degrees, hidden from sunlight, keep in dry and clean spaces, usable 5 years kept in package, from manufacturing date. Säilytä +5 - 40 C asteessa, pimeässä ja kuivassa tiloissa. Käyttöikä 5 vuotta pakkauksessa, valmistus pvm. jälkeen. Förvara i +5 - 40 C grader i mörkt och torrt utrymme. Hållbarhet 5 år i originalförpackning från tillverkningsdatum.

Intended use / Käyttökohde / Användningsändamål

Protective visor for protection against liquid droplets and splashes. These products are classed as Category III Personal Protective Equipment (PPE) by the European PPE Regulation (EU) 2016/425 and have been shown to comply with this Regulation through limited testing against the Harmonised European Standard EN 166:2001. No protection against other hazards.

Suojaviisiiri nestepisaroilta ja -roiskeilta suojautumiseen. Nämä tuotteet on luokiteltu luokan III henkilönsuojaimiksi Euroopan henkilönsuojainten asetuksen (EU) 2016/425 mukaan, ja niiden on osoitettu noudattavan tätä asetusta rajoitetuilla testeillä yhdenmukaistetun eurooppalaisen standardin EN 166: 2001 mukaisesti. Ei suojaa muilta vaaratekijöiltä.

Skyddsvisir, mot flytande droppar och stänk. Dessa produkter klassificeras som kategori III personlig skyddsutrustning (PPE) enligt den europeiska skyddsutrustningsförordningen (EU) 2016/425 och har visat sig uppfylla denna förordning genom begränsad testning mot den harmoniserade europeiska standarden EN 166: 2001.Inget skydd mot andra faror.

Manufacturing & sales Tuotanto & myynti Produktion & försäljning
Oy Orapac Ab

Masugnsvägen 58, 66830 Oravais Fabrik, Finland
VAT nr. FI07992807, info@orapac.fi, www.orapac.fi

document version: 20201124-1

Warnings / Varoitukset / Varning

The scratched and damaged visorfilm should be replaced. Parts of the visor that come into contact with your skin may lead to allergic reactions. In this case please discontinue use and seek medical advice.

The product does not protect against fast-flying fixed pieces.

Always remember that no item of PPE can provide full protection and care must always be taken while carrying out the risk-related activity.

To optimise protection, it will be necessary to use these products with suitable gloves/gowns/masks. In this case, before carrying out the risk-related activity, consult your supplier or supervisor to ensure that all your protective products are compatible and suitable for your application.

Naarmuntunut ja vahingoittunut visiirikalvo tulee vaihtaa. Visiirin osat, jotka joutuvat kosketuksiin ihon kanssa, voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Lopeta tällöin käyttö ja hakeudu lääkäriin. Tuote ei suojaa nopeasti lentäviltä kiinteiltä kappaleilta.

Muista aina, ettei mikään henkilönsuojain voi tarjota täydellistä suojaa ja että erityistä huolellisuutta on aina noudatettava, kun suoritetaan toimenpiteitä, joihin voi liittyä riskejä. Suojauksen optimoimiseksi on välttämätöntä käyttää tätä tuotetta yhdessä sopivien käsineiden / suojatakien / suunenäsuojien kanssa. Ennen kuin suoritat toimenpiteitä joihin voi liittyä riskejä, kysy toimittajalta tai esimieheltäsi, että kaikki käyttämäsi suojaimet ovat yhteensopivia ja sopivat tilanteeseen, jossa niitä aiot käyttää.

Den repade och skadade visirfilmen skall bytas ut. Delar av visiret som kommer i kontakt med din hud kan leda till allergiska reaktioner.

Avbryt i så fall användningen och sök läkare. Produkten skyddar inte mot snabbt flygande fasta föremål.

Kom alltid ihåg att inget personskydd ger ett heltäckande skydd och måste alltid beaktas vid användning av riskrelaterad uppgift. För att optimera skyddet, är det behövligt att använda detta skydd i samband med passande handskar/förkläde/mask. I detta fall före användning av produkten i ett riskfyllt uppdrag, konsultera din leverantör eller förman för att säkerställa att produkten är kompatibel och användbar för syftet.

Performance and limitations of use / Suorituskyky ja käytön rajoitukset / Prestanda och användningsbegränsningar

These products have been tested in accordance with EN 166: 2001 Clauses

Nämä tuotteet on testattu seuraavien EN 166: 2001 -lausekkeiden mukaisesti:

Dessa produkter har testats i enlighet med EN 166: 2001

Klausuler: 6 | Design; 7.1.1 | Field of vision; 7.1.2.1 | Refractive powers; 7.1.2.2 | Transmittance; 7.1.2.3 | Diffusion of light; 7.1.3 | Quality of materials; 7.1.5.1 | Stability at elevated temperature; 7.1.7 | Resistance to ignition; 7.2.4 | Droplets and splashes of liquids

Frame and visor markings / Kehyksen ja visiirin merkinnät / Markeringar på ramen och visiret

Frame/Kehys/Ramen

Visor/Visiiri/Visiret

CE 2777 (EU) 2016/425 ORA 100-B

CE 2777 (EU) 2016/425 ORA 100-A

Notified body/Ilmoitettu laitos: Module B and C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown

Business Park, Clonee, D15YN2P, Republic of Ireland (Notified Body 2777).

Declaration of conformity / vaatimustenmukaisuusvakuutus / försäkran om överensstämmelse:

<http://www.orapac.fi/faceshield>